

Anästhesie-Maske

REF

- IC-MA2P01-A IC-MA2P02-A IC-MA2P03-A
 IC-MA2P04-A IC-MA2P05-A IC-MA2P06-A

Menge:
1 Stk

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Anästhesiemaske ist Bestandteil einer mechanischen Beatmungsvorrichtung, die bei der Behandlung von Patienten mit respiratorischer Insuffizienz verwendet wird.

VORGEGESEHENE ANWENDER

Pflegepersonal, medizinische Fachkräfte

INDIKATIONEN

Das Produkt dient der medizinischen Versorgung als Verbindung zum Beatmungsschlauch. Es ist zur einmaligen Verwendung bei Patienten bestimmt, die Narkosegas inhalieren.

KONTRAINDIKATIONEN

• Das Produkt gilt bei solchen Patienten als kontraindiziert, die allergisch auf das Material reagieren, aus dem das Produkt besteht.

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

- Zum Aufblasen des Maskenkissens das „O“ Ring Ventil drücken und mittels Spritze aufblasen.
- Im Notfall, das „O“ Ring Ventil drücken und mit dem Mund aufblasen.
- Zum Entleeren des Kissens das „O“ Ring Ventil drücken, damit sich das Kissen entleeren kann.

Anlegen der Maske:

- Das Maskenkissen zunächst auf dem Kinn des Patienten platzieren.
- Danach das Kissen mit sanftem aber entschiedenem Druck bis zum Gesicht hochziehen.
- Feste Bestandteile der Maske nicht gegen Gesicht, Nase oder Augen drücken.
- Ein sanfter aber entschiedener Druck führt zu einem effektiven Maskenabschluss.
- Enthält die Maske einen abnehmbaren Hakenring, kann sie in Verbindung mit einem Kopfband verwendet werden, das entfernt werden kann, wenn es nicht benötigt wird.

WARNHINWEISE

- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen sicher sind.
- In der Nähe von brennbaren Anästhetika nicht verwenden. Nicht spülen, wässern oder waschen.
- Ein exzessiver Druck auf der Maske kann zur Schädigung von Gesichtsnerven und/oder Sehnerven führen.

CHARGENNUMMER

Die Nummer der CHARGE ist auf der Packung aufgedruckt.

VERFALLSDATUM

Das Verfallsdatum ist auf der Produktverpackung aufgedruckt.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung lagern, sowie bei extremen Temperaturen oder bei Feuchtigkeit. Trocken und in einem korrosionsfreien Ambiente und in einem gut belüfteten Raum lagern.

HANDHABUNGSBEDINGUNGEN

Bei beschädigter Verpackung oder nach nicht sachgerechter Lagerung ist das Produkt NICHT ZU VERWENDEN und sollte vernichtet werden.

STERILER ZUSTAND



Das Produkt ist sterilisiert mit Ethylenoxid. Es wird mit einem Einfach-Sterilbarriersystem (☉) und einer äußeren Schutzverpackung (○) geliefert.

HINWEIS ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH BZW. ZUR WIEDERVERWENDUNG

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Einmalprodukt. Nicht wiederverwenden.

WIEDERAUFBEREITUNGSHINWEIS

Das Produkt darf nicht wiederaufbereitet werden.


ENTSORGUNG


Das Produkt kann im normalen klinischen Abfall oder entsprechend der lokalen Vorschriften entsorgt werden. Sonderrichtlinien sind zu berücksichtigen.

HINWEIS ZU MELDEPFLICHTEN

Bitte informieren Sie den Hersteller, den Vertreter und den Importeur in allen Fällen von schwerwiegenden Ereignissen in Verbindung mit dem Produkt.



 Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.
No. 138, Louta Development Zone, Guancun Village,
Louta Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
311266, China

 Prolinx GmbH
Brehmstr. 56 | 40239 Düsseldorf, Germany
Tel: +49-2131-4051968-0 | E-mail: info@eulinx.eu

 Importeur
Novo Klinik-Service GmbH
Technologiepark West - Haus 15
Zum Frenser Feld 1
50127 Bergheim | Germany
Tel. +49 2271 99404-0
Fax +49 2271 99404-100
info@its-novo.de | its-novo.de

Anaesthesia Mask

REF

- IC-MA2P01-A IC-MA2P02-A IC-MA2P03-A
 IC-MA2P04-A IC-MA2P05-A IC-MA2P06-A

Quantity:
1 pce

PRODUCT DESCRIPTION

The anaesthesia mask is a component of the mechanical breathing device used in the treatment of patients with respiratory failure.

INTENDED USERS

Nursing staff, medical professionals

INDICATIONS

The product is used as a medical unit for one time use connecting the breathing tube to deliver the anesthetic gas when the patient inhales the anesthetic gas.

CONTRAINDICATIONS

• The product should be contraindicated in patients allergic to the product material.

APPLICATION DESCRIPTION

- To inflate mask cushion, squeeze valve „O“ ring and inflate with syringe.
- In an emergency, squeeze valve „O“ ring and inflate with mouth.
- To deflate mask cushion, squeeze valve „O“ ring and allow cushion to deflate.

Placement of Mask:

- Place mask cushion on the patient's chin first.
- Roll cushion up the face with gentle, but firm pressure.
- Refrain from pressing rigid parts of the mask against the face, nose, or eyes.
- Gentle but firm pressure will provide an effective mask seal.
- If mask contains a detachable prong ring, it can be used in conjunction with a headstrap or removed when not needed.

WARNING NOTICES

- Be sure all connections are secure.
- Do not use in the presence of flammable anesthetics. Do not rinse, soak or wash.
- Excessive pressure applied to face mask can lead to facial and/or optic nerve damage.

LOT NUMBER

The LOT number is printed on the packaging.

EXPIRY DATE

The expiry date is imprinted on the product packaging.

STORAGE CONDITIONS

Do not store in direct sunlight, expose to extreme temperatures or humidity. Store in dry conditions, in a non-corrosive atmosphere and in a well-ventilated room.

HANDLING CONDITIONS

In case of damaged packaging or inappropriate storage the product SHOULD NOT be used and has to be destroyed.

STERILE CONDITION

The product is sterilised by ethylenoxide. It is delivered in a single sterile barrier system (○) with a protective outer packaging (○).

SINGLE USE NOTICE RESP. NOTICE ON REUSE

The product is a disposable product. Do not reuse.

REPROCESSING NOTICE

The product SHOULD NOT be reprocessed.


DISPOSAL


The product can be disposed with normal clinical waste or according to local regulations. Special guidelines need to be taken into consideration..

NOTICE ON REPORTING REQUIREMENTS

Please inform the manufacturer, the distributor and the importer in all cases of serious incidents in connection with the product.



 Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.
No. 138, Louta Development Zone, Guancun Village,
Louta Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
311266, China

 Prolinx GmbH
Brehmstr. 56 | 40239 Düsseldorf, Germany
Tel: +49-2131-4051968-0 | E-mail: info@eulinx.eu

 Importeur
Novo Klinik-Service GmbH
Technologiepark West - Haus 15
Zum Frenser Feld 1
50127 Bergheim | Germany
Tel. +49 2271 99404-0
Fax +49 2271 99404-100
info@its-novo.de | its-novo.de